

## Patiënt

De behandelend logopedist maakt samen met de patiënt een gebruikersnaam en wachtwoord aan. De logopedist noteert deze accountgegevens in de beveiligde patiënten rapportage van de instelling/ organisatie. Ook de patiënt bewaart de gegevens op een veilige plek. Met deze inloggegevens kan de patiënt direct inloggen in de app op elke iPad. Het installeren van de app op de iPad van de patiënt en het inloggen verloopt net als voor de logopedist:

### Installeren STAPP

- Download STAPP gratis uit de Apple App store.

### Inloggen STAPP

- Log in.

#### *Wachtwoord vergeten*

Indien de logopedist het wachtwoord is vergeten, kan een nieuwe aangevraagd worden.

- Klik in het inlogscherm op Wachtwoord vergeten. De gebruikersnaam blijft staan: klik vervolgens op : Wachtwoord resetten. Er wordt een bericht naar het bijbehorende e-mail adres gestuurd. Open de email en volg de instructies om een nieuw wachtwoord in te stellen. Bewaar het wachtwoord op een veilige plek.

#### *Wachtwoord wijzigen*

- Ga naar Mijn profiel door te klikken op uw eigen naam boven in de balk. Vul uw emailadres of gebruikersnaam in en klik op Versturen
- Ga naar uw mailbox en open de link in de toegestuurde mail.
- Stel een nieuw wachtwoord in en bewaar deze op een veilige plek.

## Zelfstandig oefenen met STAPP

Na het inloggen verschijnt het hoofdscherm Mijn oefeningen. Hier verschijnen alle oefeningen die door de logopedist zijn klaargezet.

### Selectie van de oefeningen per methodiek

- Klik op **Spraak**: alleen de TIAS oefeningen verschijnen
- Klik op **Taal**: alleen de MST oefeningen verschijnen


### Mijn oefeningen

Ingelogd als: Lara Faber

Kies de oefening die de logopedist voor je heeft klaargezet.

Laat alleen oefeningen zien van: **Spraak** **Taal** ↻ Oefeningen opnieuw ophalen

Methode	Oefening
<b>Spraak</b>	Woorden Lara
<b>Spraak</b>	Woorden Lara 2
<b>Taal</b>	Matchen afbeeldingen [SS] (5) *
<b>Taal</b>	Schriftelijk benoemen n.a.v. een omschrijving [SS] (5) *
<b>Taal</b>	Schriftelijk benoemen n.a.v. een afbeelding [SS] (5) **
<b>Taal</b>	Mondeling benoemen afbeelding [FOL] (5) *
<b>Taal</b>	Mondeling opnoemen binnen categorie [SS] (5) *
<b>Taal</b>	Rijmwoord benoemen [FOL] (5) *
<b>Taal</b>	Hardop lezen zin [VAS] (5) *
<b>Taal</b>	Benoemen letter [VAS] (5) *



Persoonlijke fotobibliotheek  
Je hebt 12 foto's in je persoonlijke bibliotheek

[Ga naar je fotobibliotheek](#)

### Oefeningen ophalen die zijn klaargezet door de logopedist

Na het inloggen verschijnen vanzelf de laatst klaargezette oefeningen door de logopedist. Als de logopedist een oefening aanmaakt, terwijl de patiënt al is ingelogd op zijn eigen iPad, kunnen nieuwe oefeningen direct worden binnengehaald:

- Klik op [Oefeningen opnieuw ophalen](#). De oefening die zojuist is aangemaakt of op 'groen' is gezet verschijnt in het scherm. Als een oefening door de logopedist op 'rood' is gezet, verdwijnt de oefening uit het scherm van de patiënt.

## Oefenen

- Klik op een oefening in het scherm met Mijn oefeningen.
- Boven in het scherm staat de opdracht en gewenste uitvoering aangegeven.
- De patiënt kan beginnen met de oefening
- Linksonder in het scherm vindt u de beschikbare 'hulpknoppen', waarmee de patiënt zichzelf kan cuen. We spreken dan van stimulatietherapie.
- Rechtsboven in het scherm is soms een mogelijkheid om strategieën te tonen. Hiermee krijgt de patiënt suggesties om de opdracht op een bepaalde manier te benaderen. Het doel is dat de patiënt deze aanpak (strategie/ truc) uiteindelijk spontaan gaat toepassen bij het doen van dergelijke taken in de toekomst. Dit noemen we daarom strategietraining.

Naar dossier Oefenen Ingelogd als: Judith Feiken

Benoem de categorie (2 van 15) 00:18

Strategieën ?

muts

sjaal

jas

👎 👍 🔊

## Resultaten

Aan het eind van elke oefening verschijnt een scherm met de resultaten van de oefening. De resultaten van verschillende oefenmomenten van deze specifieke oefening zijn naast elkaar weergegeven.

Het betreft:

1. het aantal oefenitems dat als correct is beoordeeld
2. de totale tijd dat aan de oefening is besteed,
3. de gemiddelde tijd per oefenitem,
4. welke en het aantal interventie(s) dat is ingezet en
5. of de strategieën zijn opgevraagd.

## Toevoegen eigen foto aan STAPP

De TIAS oefengang biedt de mogelijkheid te oefenen met zelf gekozen woorden gekoppeld aan eigen foto's. Hiervoor moet de patiënt eerst een aantal foto's klaarzetten op de iPad waarmee hij/ zij werkt.

- Ga rechts onderin het scherm Mijn oefeningen, naar Ga naar je fotobibliotheek.
- Het scherm Persoonlijke fotobibliotheek verschijnt, met de eventueel al eerder uitgekozen foto's.
- Klik op + Foto toevoegen rechtsboven in het scherm .
- Kies het album, waaruit u de foto wilt halen.
- Klik op de foto die u wilt toevoegen. Let wel: deze foto is straks zichtbaar voor de logopedist(en) die de patiënt behandel(t)/en.
- Klik op Selecteer en de foto is toegevoegd aan de Persoonlijke bibliotheek van de TIAS methodiek.
- De logopedist kan de foto nu gebruiken om als oefenitems toe te voegen aan de TIAS oefeningen.

